



R-CO-LINE PROVI K+B A2 Doppelkartusche 50ml

Packung 50 ml Doppelkartusche A3,5, 10 Mischkanülen PN



Artikelnr.: 79739
Hersteller: R-Dental
Gewicht: 0.166 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 103 mm
Länge: 130 mm

€ 78,79

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Doppelkartusche A3,5, 10 Mischkanülen PN

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial.

- System 4:1
- Auf Methacrylatbasis
- Hartelastisch und bruchfest
- Hohe Biegebruchfestigkeit
- Hochglanzpolierbar
- Sehr gute Ästhetik
- Ästhetische Charakterisierung und lichthärtbare Reparatur mit den lichthärtbaren Compositen FANTESTIC FLOWFILL, ApaLife Flow