



## roeko Papier Spitzen weiss

Packung 200 Stück ISO 015



Artikelnr.: 79763  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.019 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 66 mm

**€ 7,99**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 200 Papierspitzen ISO 015

Roeko Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Sie verbinden optimale Festigkeit mit hoher, gleichbleibender Flexibilität und absoluter Maßhaltigkeit. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten ISO-Wurzelkanalinstrumenten. Die weiße Spitze erleichtert die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung. Für eine wirtschaftliche, sichere und zeitsparende Behandlung. Die weissen Spitzen ermöglichen die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung.

- Steril
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Aus extrem saugstarkem Papier
- Frei von Bindemitteln
- Hohe gleichbleibende Flexibilität bei optimaler Festigkeit
- Vollautomatische Herstellung
- Länge: ? 25 mm