



KKD® ANTI-FOG-CLEANER

Flasche 25 ml Anti-Fog-Cleaner



Artikelnr.: 80447

Hersteller: Kentzler-Kaschner

Gewicht: 0.031 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 35 mm

Länge: 85 mm

€ 9,89

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 ml Anti-Fog-Cleaner

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes bei Korrektur- und KKD® ANTI-FOG Schutzbrillen nach der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.