

## Sprintray NanoCure



Artikelnr.: 807044

Hersteller: SprintRay Europe GmbH

**€ 3.049,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

NanoCure verwendet leistungsstarke neue 365+385nm LEDs zum Nachhärten von 3D-gedruckten dentalen Indikationen, ganz ohne Stickstoff zu benötigen. Die zwei Wellenlängen vereinen optimierte Biokompatibilität und verbesserte mechanische Eigenschaften. Der NanoCure beherbergt eine dreiteilige, fein aufeinander abgestimmte Technologie, verpackt in ein kompaktes Format. Erweitern Sie ihre Behandlungskapazität und Geschwindigkeit gleichzeitig, ohne Platz in Ihren Räumlichkeiten einzubüßen.