

Shining 3D Elite



Artikelnr.: 807062
Hersteller: SHINING

€ 17.990,00

Zzgl. MwSt.

- Erster und einziger Intraoral-Scanner mit Fotogrammetrie
- Wahlweise Scanbody Kit A, für folgende MUA's: Anthogyr, Astra-EV, BioHorizon, Biotech, Camlog, Dentis, Dess, ICX, Medentika, Nobel Biocare, Osstem, Thommen Medical, etc. oder Scanbody Kit D, für Straumann, Astra-EV, etc. (Weitere Scanbody-Kits auf Anfrage, detaillierte Liste auf Shining 3D Dental) >
- Gewicht lediglich 124 Gramm
- Aktiv erwärmte Scanspitze in drei Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning - Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch rausgerechnet
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Software - Updates kostenlos!
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Chairside-Software möglich
- Datenversand über Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- Inkl. Koffer für den Scanner und Zubehör

Optionen und Dienstleistungen:

16" Ultra-Performance-Notebook - i9 14900HX, RTX 5070 8GB, 64GB DDR5 – 2TB SSD – Win 11 Pro – 24 Monate Bring-In Service
GERL. Scan Cart – inkl. 24" Touch Monitor, PC Elite Ultra (64GB RAM, RTX 4070 8 GB, Ultra 9 185H, 1TB SSD & Win11), Hygiene- Maus und Tastatur
USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Scan-PC
Scanspitze Elite - Standard (3x im Lieferumfang)
Scanspitze Elite - groß (2x im Lieferumfang)
Scanspitze Elite - klein (1x im Lieferumfang)
Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal

Einweisung in Hard- und Software, pauschal
