



gammasil® PERFECT TEC A 85

Großpackung 5 kg Base, 5 kg Katalysator



Artikelnr.: 80795
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 10.729 kg
Höhe: 190 mm
Breite: 247 mm
Länge: 470 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Großpackung 5 kg Base, 5 kg Katalysator

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest.

- Härte: Shore A 85
- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek
- Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min