



GC DENTIN CONDITIONER

Flasche 25 g Dentin Conditioner



Artikelnr.: 80817
Hersteller: GC
Gewicht: 0.046 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 39 mm
Länge: 38 mm

€ 31,88

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 g Dentin Conditioner

Die 10 %ige Polyacrylsäurelösung reinigt die Zahnoberfläche und verbessert die Adhäsion von Glasionomernzementen.

Vorzüge

- Verbessert den Randschluss
- Längere Haltbarkeit der Restauration
- Entfernt die Schmierschicht
- Blaue Einfärbung
- Sehr gute Anwendungskontrolle