

Shining 3D Elite-Wireless



Artikelnr.: 813072
 Hersteller: SHINING

€ 15.490,00

Zzgl. MwSt.

- **Wireless** Intraoral-Scanner **ohne** Fotogrammetrie Technologie
- Induktives laden über Scannerablage, 2x Akkus und zusätzliche Ladestation
- Aktiv erwärmte Scanspitze in 3 Größen bis zu 100-mal autoclavierbar
- Ultraschnelle Scans und sehr realistische Farbwiedergabe
- Artificial Intelligence (AI) Scanning – Überschüssiges Weichgewebe wird von der Software während des Scans automatisch erkannt und nicht erfasst (abschaltbar)
- Inkl. SW-Lizenz, Scannerstation, elektronische Kalibrierungsstation
- Inkl. CAI-, Ortho Simulator-, Modelbuilder Software und Temp Design Software - Updates kostenlos!
- Datenausgabe im STL-, PLY Format, sowie als Dental Project (Exocad) und als Dental Wings Datei
- Direkte Anbindung an die Exocad-Chairside-Software möglich.
- Datenversand über die Dental Cloud (kostenlos für Praxis und Labor)
- Inkl. Koffer für den Scanner und Zubehör

¹Für den Betrieb wird ein leistungsstarker PC / Notebook benötigt. Mindestvoraussetzung auf Anfrage.

Optionen und Dienstleistungen:

GERL.ioSCAN elite wireless mit Fotogrammetrie inkl. Scanbody-Kit (wahlweise A-D)	€ 19.490,-
Ultra-Performance-Notebook, speziell konfiguriert	€ 2.990,-
GERL. Scan Cart – inkl. 24“ Touch Monitor, High Performance PC (32GB RAM, RTX 4060 16GB, i7 13.Gen., 1TB SSD & Win11), Hygiene- Maus und Tastatur	€ 4.690,-
Upgrade auf Ultra Performance PC / i9 b14.Gen., 64 GB RAM, NVIDIA RTX 4060 16 GB, 1TB SSD (Empfohlen bei Nutzung der Exocad ChairsideCAD Konstruktionssoftware)	€ 600,-
Scanspitze GERL.ioSCAN elite - Standard	€ 49,-
Scanspitze GERL.ioSCAN elite - groß	€ 49,-
Scanspitze GERL.ioSCAN elite - klein	€ 49,-

Fotogrammetrie-Freischaltung ohne Scanbody-Set (jederzeit möglich!) Optionales Scanbody-Set (A,B,C oder D) für € 1.990,- ist separat zu bestellen!	€	3.750,-
Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteinweisung, pauschal	€	350,-
Einweisung in Hard- und Software, pauschal	€	750,-