



BegoSol®

Kanister 1 l Anmischflüssigkeit



Artikelnr.: 81438
Hersteller: BEGO
Gewicht: 1.373 kg
Höhe: 233 mm
Breite: 90 mm
Länge: 70 mm

€ 23,79

Zzgl. MwSt.

Kanister 1 Liter BegoSol Anmischflüssigkeit

Anmischflüssigkeit für Wiroplus® S, Wirovest®, Wirovest® plus, Bellavest® T, WiroFast® und Bellasun®. Je nach Legierung kann sie mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf die erforderliche Konzentration gebracht werden. Frostschutz-optimiert bis -10 °C. Je höher die Konzentration von *BegoSol®* ist, desto höher ist die Expansion der Einbettmasse.