



## F.I.T.T.™

Standardpackung 100 g Pulver, 100 ml Flüssigkeit, 15 ml Separierflüssigkeit, Zubehör

---



Artikelnr.: 81446  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.365 kg  
Höhe: 188 mm  
Breite: 57 mm  
Länge: 120 mm

**€ 53,57**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Standardpackung** 100 g Pulver, 100 ml Flüssigkeit, 15 ml Separierflüssigkeit, 14 Plastikanrührbecher

*F.I.T.T.* (Functional Impression Tissue Toner) ist ein Langzeit-Funktionsabformmaterial, das weich genug bleibt, um eine funktionelle Abformung durchzuführen. Es kann mehrere Tage getragen werden, um die Wiederherstellung von verletztem Gewebe zu unterstützen und Korrekturen nach der Eingliederung zu vermeiden. Es ist einfach anzumischen und bleibt unter Druck für mehrere Tage fließfähig.