



GERL.

F.I.T.T.™

Flasche 100 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 81447

Hersteller: Kerr

Gewicht: 0.145 kg

Höhe: 160 mm

Breite: 55 mm

Länge: 57 mm

€ 44,47

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml Flüssigkeit

F.I.T.T. (Functional Impression Tissue Toner) ist ein Langzeit-Funktionsabformmaterial, das weich genug bleibt, um eine funktionelle Abformung durchzuführen. Es kann mehrere Tage getragen werden, um die Wiederherstellung von verletztem Gewebe zu unterstützen und Korrekturen nach der Eingliederung zu vermeiden. Es ist einfach anzumischen und bleibt unter Druck für mehrere Tage fließfähig.