



## BioSonic® UC30

Flasche 473 ml



Artikelnr.: 81523  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.616 kg  
Höhe: 236 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 96 mm

**€ 50,32**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 473 ml

UC30 ist ein nichtionischer Reiniger zur allgemeinen Reinigung. Er entfernt die meisten organischen Verunreinigungen wie Blut, Speichel und Beläge. Für Instrumente, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallscale-Spitzen. Kann sowohl als Reinigungslösung in Tank und Becherglas verwendet werden als auch zum vorherigen Einweichen von Instrumenten. Nach dem Reinigen gründlich mit Leitungswasser abspülen.