



Keramische Schleifer 601

Packung 5 Stück grün mittel, HP, Figur 001, ISO 030



Artikelnr.: 81591
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 68 mm
Länge: 72 mm

€ 14,51

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün mittel, HP, Figur 001, ISO 030

Keramische Schleifer rosa - Edelkorund Schleifer (Al₂O₃), für die Bearbeitung von Metallen aller Art

- Indikation: Kronen- und Brückentechnik

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik

- Indikationen: Kunststofftechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Arkansasschleifer weiß (601XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Komposite. Signifikante Reduzierung des Randspalts

- Indikation: Verblend- und Keramiktechnik