



ProBase® Cold

Packung 5 x 500 g Beutel pink



Artikelnr.: 81622
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 2.817 kg
Höhe: 176 mm
Breite: 191 mm
Länge: 306 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 x 500 g Beutel Pulver pink

Das kalthärtende *ProBase® Cold* zeichnet sich besonders durch hervorragende Fließ- und Modelliereigenschaften aus. Es lässt sich in der Gieß- und Stopftechnik anwenden und ermöglicht durch die hervorragenden Materialeigenschaften stabile Prothesenkörper. Entspricht ISO EN 1567.

Indikation

- Reparaturen
- Teil- und Kombinationsprothetik
- Unterfütterungen
- Totalprothesen

Vorteile

- Bequem anwendbar
- Form- und Farbstabil

Weitere Farben

- Pink-V, geadert
- Pink-V-Implant
- S
- US-L, geadert
- US-P
- Clear