




Adressfeld 730 für Chipkartenausdruck

Packung 200 Stück weiß



Artikelnr.: 81694

Hersteller: Beycodent

Gewicht: 0.29 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 110 mm

Länge: 300 mm

€ 13,01

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Etiketten weiß

Adressfeldstreifen 730 für Chipkartenausdruck für Patientenkartei

Unsere Adressfeldstreifen 730 sind die ideale Lösung für Ihre Patientenkartei. Diese praktischen Streifen bieten Ihnen die Möglichkeit, Adressen einfach und effizient zu überkleben, besonders geeignet für den Chipkartenausdruck.

Produkteigenschaften:

- Inhalt: 200 Stück pro Packung

- Format: 9,4 x 6,5 cm
- Verwendung: Adressfeldstreifen zum Überkleben

Die *Adressfeldstreifen* sind analog zum Chipkartenausdruck auf Kassenrezepten und EDV-bedruckbar, auch für Laserdrucker geeignet. Jeder Streifen enthält vier Etiketten, die untereinander angeordnet sind. Jedes Adressfeld ist einzeln abziehbar und mit einem neuen Vorstoß für EDV-Drucker versehen, was die Handhabung besonders einfach macht.

Bestellen Sie jetzt die Adressfeldstreifen 730 und optimieren Sie die Verwaltung Ihrer Patientenkartei!