



Ausblockwachs

Dose 70 g rosa



Artikelnr.: 81697
Hersteller: BEGO
Gewicht: 0.094 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 73 mm
Länge: 73 mm

€ 18,13

Zzgl. MwSt.

Dose 70 g Wachs rosa

Dieses Wachs wurde zum Ausblocken von untersichgehenden Stellen, zum Anlegen von Klammerstufen und zum Entlasten kritischer Modellbereiche entwickelt. Ist hart und sichert so die formstabile, kantenscharfe Wiedergabe von Klammerstufen auf dem Einbettmassemodell. Dieses Wachs lässt sich gut schaben und schneiden, Abbrühtemperatur ab 90 °C, Erstarrungstemperatur ca. 68 °C, Schmelztemperatur von ca. 80-85 °C.