




Adressfeld 750 für Chipkartenausdruck

Packung 200 Stück weiß



Artikelnr.: 81795
Hersteller: Beycodent
Gewicht: 0.276 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 105 mm
Länge: 148 mm

€ 13,75

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Etiketten weiß

Adressfeld Typ 750 – Etiketten für Chipkartenausdruck

Optimieren Sie Ihre Patientenverwaltung mit den Adressetiketten Typ 750. Diese hochwertigen Etiketten sind speziell für den Chipkartenausdruck konzipiert und bieten durch ihr Format von 8,2?x?5,5?cm ausreichend Platz für alle relevanten Patientendaten.

Produktmerkmale:

- Format: 8,2?x?5,5?cm
- Bedruckbarkeit: EDV-bedruckbar, geeignet für Laserdrucker
- Verwendung: Ideal für den Chipkartenausdruck
- Verpackungseinheit: 200 Stück pro Packung (2 Etiketten schräg untereinander, einzeln abziehbar)

Die Adressetiketten lassen sich einfach auf die Titelseiten Ihrer Karteien aufbringen und sind kompatibel mit gängigen Laserdruckern. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Zahnarztpraxen, Allgemeinmedizin, Physiotherapie und anderen medizinischen Einrichtungen.

Sichern Sie sich jetzt die Adressfeld Typ 750 Etiketten und bringen Sie Struktur in Ihre Patientenverwaltung.