



Keramische Schleifer 667

Packung 5 Stück grün mittel, HP, Figur 257, 7 mm, ISO 035



Artikelnr.: 82007
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 68 mm
Länge: 72 mm

€ 14,51

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün mittel, HP, Figur 257, Kopflänge: 7 mm, ISO 035

Keramische Schleifer rosa - Edelkorund Schleifer (Al₂O₃), für die Bearbeitung von Metallen aller Art

- Indikation: Kronen- und Brückentechnik

Keramische Schleifer grün mittel - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Keramik

- Indikationen: Kunststofftechnik, Verblend- und Keramiktechnik