



Wironit®

Packung 1 kg



Artikelnr.: 82026
Hersteller: BEGO
Gewicht: 1.07 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 81 mm
Länge: 140 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Legierung

Wironit® - Die klassische Modellguss-Legierung für Klammerprothesen.

- Weltweit seit 1953 erfolgreich – für die klassischen Klammerprothesen bestens geeignet
- Die reduzierte Vickershärte von 360 (HV10) erlaubt ein leichteres Ausarbeiten und Polieren
- Die Klammern können durch den Zahnarzt sehr gut aktiviert werden
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 64,0 · Cr 28,5 · Mo 5,0 · Si 1,0 · Mn 1,0 · C