



## PERIOSOFT Kit

Set



Artikelnr.: 82063

Hersteller: Satelec (ACTEON Group)

Gewicht: 0.442 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 220 mm

Länge: 320 mm

**€ 445,26**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** komplett mit Steribox 3 x 4 Carbonspitzen (PH1, PH2L, PH2R), 3 schwarze Schutzschlüssel, Ablagefach für Handstück

Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie für das Verschrauben der Carbon-Spitzen nur den Universal-Instrumentenschlüssel (F00406).