



## K-Flex Files

Packung 6 Stück 25 mm ISO 015



Artikelnr.: 82170  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.026 kg  
Höhe: 24 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 72 mm

**€ 7,62**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 6 Feilen 25 mm ISO 015

*K-Flex™ Feilen* haben ein einzigartiges rhomboides Design, welches zu einer kurzen Achse für Flexibilität führt, während die Stärke im Querschnitt erhalten bleibt. K-Flex ist flexibler als konventionelle „K“-Feilen vergleichbarer Größe, insbesondere bei den Größen #30 und darüber, wodurch die Überwindung von Kurven im Kanal und deren Aufbereitung erleichtert werden, mit geringem Risiko zur Kantenbildung und Perforation.