



Keramische Schleifer 645

Packung 5 Stück grün fein, RA, Figur 161, 7 mm, ISO 028



Artikelnr.: 82215
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 72 mm

€ 11,50

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün fein, RA, Figur 161, Kopflänge: 7 mm, ISO 028

Keramische Schleifer grün (645F) fein - Siliciumcarbid Schleifkörper, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung

Arkansasschleifer weiß (645XF), extra fein - für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Composite. Signifikante Reduzierung des Randspalts.

- Indikationen: Prophylaxe, Füllungsbearbeitung