



Universalpolierer 9681

Packung 10 Stück unmontiert, hellblau, Figur 372, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 82345
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 28 mm
Länge: 42 mm

€ 11,02

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer unmontiert, hellblau, Figur 372, 3 mm, ISO 220

Universalpoliersystem.

- schwarz - Politur für Edelmetall, Kunststoff
- hellblau - Hochglanzpolitur für Edelmetall, Kunststoff
- rosa - Spiegelglanzpolitur für Edelmetall
- Kunststofftechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.