



## Trepan 227RF

Packung 2 Stück ISO 050, HP



Artikelnr.: 82346

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.5 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

**€ 41,79**

Zzgl. MwSt.

### Packung 2 Trepane ISO 050, HP

Das neue MEISINGER Trepanprogramm bietet erstmals ein vollständiges Sortiment hochwertiger Trepane in feinsten Größenabstufungen, die zum präzisen und einfachen Erstellen von zylindrischen Knochentransplantaten sowie zur Knochenentnahme in allen Bereichen der dentalen Praxis bestens geeignet sind. Das Sortiment beinhaltet Varianten in drei verschiedenen Tiefen. Die Tiefe 10mm wurde insbesondere für den Einsatz in der Kieferchirurgie (z. B. Knochendeckel- bzw. Knochenfensterpräparation) und der Implantologie (z. B. Explantation von Implantaten) entwickelt, während die Tiefen 10 und 18 mm generell im Rahmen der Chirurgie zur Knochenentnahme verwendet werden können. Durch die gut erkennbare Tiefenmarkierung der Instrumente im Abstand von jeweils 2mm kann beim Einsatz jederzeit leicht und sicher die Frästiefe abgelesen werden.