



GERL.

Palavit® G

Flasche 80 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 82354
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.212 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 59 mm
Länge: 59 mm

€ 29,04

Zzgl. MwSt.

Flasche 80 ml Flüssigkeit

Selbsthärtender Zweikomponenten-Modellierkunststoff für die Gießtechnik. Geeignet für die rationelle Herstellung von Gussmodellen aller Art. Moderne Modellierkunststoffe erhalten die Form Ihrer Modellation zuverlässiger als Wachs. *Palavit® G* ist auch bei dünner Randgestaltung formfest, unempfindlich beim Bearbeiten und härtet schnell und sicher aus. Erhalten Sie passgenaue Kronen- und Brückengerüste mit *Palavit® G*, unserem Modellierwerkstoff für die Gießtechnik. Der selbsthärtende Zweikomponenten-Modellierkunststoff besteht aus Pulver und Flüssigkeit.