



Paladon® 65

Flasche 80 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 82371
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.2 kg
Höhe: 136 mm
Breite: 59 mm
Länge: 62 mm

€ 14,66

Zzgl. MwSt.

Flasche 80 ml Flüssigkeit

Das legendäre Heißpolymerisat. Als Erfinder der heißpolymerisierenden Prothesenkunststoffe setzt Heraeus seit 75 Jahren mit dem bewährten Paladon Maßstäbe. Seine beständig weiter entwickelten mechanischen Produkteigenschaften ermöglichen eine sehr anwenderfreundliche und variable Verarbeitung und gewährleisten gleichzeitig auf wirtschaftliche Weise die Herstellung qualitativ hochwertiger Prothesen. *Paladon® 65* lässt sich auf einfache Weise ohne komplizierte Zusatzgeräte verarbeiten.

Indikation

- Totalprothetik und Teilprothetik
- Erweiterungen
- Indirekte Unterfütterungen

Verarbeitung

- Stopf-Press Verfahren
- Injektionsverfahren mit Palajet