




Palapress®

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 82397
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.812 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 93 mm
Länge: 95 mm

€ 62,96

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml Flüssigkeit

Zeitsparender und verträglicher Prothesenkunststoff. Der Klassiker unter den Prothesenkunststoffen! Die Gießzeit von ca. 2 Minuten und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Minuten gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik. Aufgrund des geringen Restmonomergehaltes zeichnet sich dieser Prothesenkunststoff besonders durch eine sehr gute Schleimhautverträglichkeit aus.

Indikation

- Teilprothesen
- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Randgestaltungen
- Reparaturen
- Indirekte Unterfütterungen
- Erweiterungen

Verarbeitung

- Gießverfahren