



## Palapress® vario

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 82410  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.811 kg  
Höhe: 181 mm  
Breite: 92 mm  
Länge: 98 mm

**€ 62,96**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 500 ml Flüssigkeit

Zeitsparender und verträglicher Prothesenkunststoff. Der Klassiker unter den Prothesenkunststoffen! Die Gießzeit von ca. 2 Minuten und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Minuten gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik. Aufgrund des geringen Restmonomergehaltes zeichnet sich dieser Prothesenkunststoff besonders durch eine sehr gute Schleimhautverträglichkeit aus.

Indikation

- Teilprothesen
- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Randgestaltungen
- Reparaturen
- Indirekte Unterfütterungen
- Erweiterungen

Verarbeitung

- Gießverfahren