



Stopfer Wiro-FILL

Stück 2 mm + 1,5 mm



Artikelnr.: 82903
Hersteller: Hammacher
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 10 mm
Länge: 175 mm

€ 26,99

Zzgl. MwSt.

Stück Stopfer 2 mm + 1,5 mm

Wiro-Fill sind ausgesuchte Composite-Instrumente, die eine besondere Hochglanzpolitur aufweisen. Sie lassen keine Adhäsion der Composite am Instrument zu und ermöglichen dadurch eine wesentlich bessere Verarbeitung. Die Vergoldung des Griffes dient lediglich der optischen Kennzeichnung der modernen Wiro-FILL Composite Instrumente in der Adhäsiv-Technik.