


Freecorder® 4D Pro



Artikelnr.: 829050

Hersteller: orangedental

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Opto-elektronisches Registriergerät zur patientenindividuellen Erfassung von Kieferbewegungen, der Bisslage und für die Kieferorthopädie
- Digitale Funktionsanalyse, Kieferrelationsbestimmung, dynamische Okklusion, 3D-Planung und Bisslagen-Simulation
- Software byzz 4 Motion (geeigneter Laptop unter Optionen aufgeführt)
- Datenexport im XML-Format zur Integration und Fusion mit Intraoralscans in CAD-Software (Bsp. Exocad)
- Scharnierachsgerechter Transfer des UK in einen Arcon-Artikulator über optionalen FastLink Montagetisch möglich
- Kopfstütze
- Grundausstattung Messbesteck
- Einweisung vor Ort durch OD Produktspezialist (inkl. Reisekostenpauschale)

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Laptop, geeignet für die byzz 4Motion Software
Bissgabel zur Übertragung der UK Position mit intraoralem Scan in exocad
Attachment zur Intraoralen Befestigung des Unterkiefermessbogens 4D Pro
Übertragungsstand / FastLink® Montagetisch
Computer Assisted Repositioner (CAR)
Anlieferung und Wandinstallation durch GERL.