

iSee Pro



Artikelnr.: 831827

Hersteller: KevinPeter

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Dentalmikroskop mit apochromatischen Linsen von Schott® Germany
- Stufenlose Vergrößerungseinstellung von 1,25x bis 22,5x
- Weitfeldokulare 12,5-fach
- **0-210° Binokulartubus, 30° Extender & Rotator** für ergonomisches Arbeiten
- **Varioobjektiv** (f190-460), kontinuierliche Fokussierung über einen Bereich von 380 mm
- **LED Beleuchtung (true-to-life colour)**
- Beam-Splitter zur Adaption des optional erhältlichen Kamera-Adapters
- **Ultra HD Foto & 4K HD Video System integriert**, inkl. HDMI, SD-Karten-Slot, USB- Ausgang & kabellosen Fußschalter
- Orange- und Grünfilter
- Bodenstativ mit Fahrfuß oder Wand- oder Deckenmontage

Optionen und Dienstleistungen:

Kamera-Adapter für externe Digitalkameras (Canon, Nikon, Sony, etc.)	€ auf Anfrage
Smartphone-Adapter	€ auf Anfrage
Kabelloser Kamera Fußauslöser (Canon, Nikon, Sony)	€ auf Anfrage
Anlieferung, Installation, Inbetriebnahme Bodenstativ mit Fahrfuß, pauschal	€ 1.350,- zzgl. MwSt.
Einweisung in die Bedienung des iSee Pro, pauschal inkl. Anfahrt	€ 490,- zzgl. MwSt.