

## Retainer Hub Pro



Artikelnr.: 832266

Hersteller: Mikrona

### Preis auf Anfrage

#### Produkteigenschaften:

- **Automatisches Biegesystem ermöglicht die Produktion von Retainern in der Praxis**
- Retainer können in einer statt in zwei Sitzungen gefertigt und eingesetzt werden
- Nachdem die STL-Daten des intraoralen Scans eingelesen und der virtuelle Designvorschlag geprüft und optimiert wurde, klicken Sie auf «Biegen». Wenige Minuten später finden Sie den fertigen Retainer im ergonomisch geformten Ausgabefach
- **FixR-Software<sup>1</sup>** zur Konstruktion und Import von STL-Daten
- PC-Mindestspezifikation:
  - CPU intel i5, RAM 8GB
  - NVIDIA Geforce GTX 970
  - HDD 2GB Free Space
  - OS MS Windows 10-11 (64Bit)
  - 3 x USB 3.0
- Draht-Typen (rund & eckig) von Dentaurum, ORMCO, Leone & Dyna Flex
- Maße (B x T x H): 245 x 400 x 285 mm
- Gewicht: 15 kg
- Frontblende erhältlich in den Farben Silber, Grün, Rose Gold oder Blau

#### Optionen und Mehrpreise:

*Alle Preise auf Anfrage.*

16" Ultra-Performance-Notebook  
i9 14900HX, RTX 5070 8GB, 64GB DDR5 – 2TB SSD – Win 11 Pro  
inkl. 24 Monate Bring-In Service

Gerätedemo durch Mikrona Produktspezialist (zwingend erforderlich vor Kauf)

Installation und Einweisung durch Mikrona Produktspezialist, pauschal, zzgl. Anfahrtskosten

Garantieverlängerung auf 24 Monate

---