

CADstar CS.Neo2 KFO



Frühjahrsaktion bis 30.06.2026

Artikelnr.: 832282

Hersteller: CADstar

€ 9.450,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- **Genauigkeit von 5µm nach ISO 12836**
- Technologie: Streifenweißlicht
- 4 Kameras 12 MP pro Aufnahme (schwarz/weiß)
- Vollintegrierbar in die Exocad Software¹
- Offenes System: STL-, PLY-, 3Shape, Gamma und OnyxCeph Export möglich
- Extrem schnelle Scans bei gestochen scharfer Qualität, **Ganzkieferscan in 12 Sekunden**
- Modellhalter für BluTack-Befestigung
- Kalibrier-Tool
- Datenexport
- Inkl. 2 Jahre Garantie²
- **Ultra Performance Workstation inkl. 24“ Monitor, Tastatur & Maus**

¹Exocad Dental CAD Software auf separatem Aktionsblatt

²Inkl. 48 Std. Expressreparatur bzw. Gerätetausch, Kostenloser Support im Garantiezeitraum.

Garantie auf 4 Jahre für zusätzlich € 1.100,- erweiterbar!

*Exocad Dental CAD Software auf Anfrage

** Inkl. 48 Std. Expressreparatur bzw. Gerätetausch, Kostenloser Support im Garantiezeitraum. Garantie auf 4 Jahre erweiterbar!

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal

Softwareeinweisung für 4 Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten)

² Die jährliche LABcare-Pauschale ist optional wählbar. Diese beinhaltet unbegrenzte Software-Upgrades, 5 Jahre Ersatzteilgarantie (Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben), 3Shape/GERL. Telefon- und Online Support sowie Online-Expertentraining und Sonderrabatte beim Erwerb zusätzlicher Scanner und Software.