



THERMAFIL® Obturatoren

Packung 6 Stück ISO 045



Artikelnr.: 83591

Hersteller: Dentsply Sirona

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 44 mm

Länge: 66 mm

€ 24,85

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Obturatoren ISO 045

Schnelle und einfache thermoplastische Wurzelkanalfüllung. Die *THERMAFIL® Obturatoren* besteht aus einem Kunststoffkern, ummantelt mit Guttapercha. Er wird im ThermoPrep Plus Ofen in wenigen Sekunden erhitzt.