



Mischdüsen-Aufsätze

Packung 144 Stück gelb, Gr. 18



Artikelnr.: 83713
Hersteller: Centrix
Gewicht: 0.074 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 99 mm
Länge: 142 mm

€ 109,94

Zzgl. MwSt.

Packung 144 Aufsätze gelb, Größe 18

Zur Verwendung mit Automix-Düsen.

- Gelbe Spitzen zur Verwendung mit GingiTrac- und Access-Abformmaterialien
- Wasserblaue Spitzen zur Verwendung mit Access-Abformmaterialien

- Grüne Spitzen zur Verwendung mit Encore D/C Düsen mit gelbem Ansatz