



Provil novo Putty soft reg.450ml Base,450ml Katalysator Pa

Packung 450 ml Base, 450 ml Katalysator, Putty Soft regular



Artikelnr.: 83794
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 1.71 kg
Höhe: 153 mm
Breite: 129 mm
Länge: 133 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 450 ml Base, 450 ml Katalysator, Putty Soft regular

Die Silikone *Provil® novo Putty* und *Provil® novo Putty soft* bestehen aus einer Basis und einer Katalysatorkomponente und sind von Hand knetbar.

Die beiden Produkte unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Endhärte. *Provil® novo Putty* und *Provil® novo Putty soft* werden für Abdrucknahmen eingesetzt, bei denen:

- Eine einfache Oberfläche gegeben ist
- Das Objekt eine entsprechend hohe Oberflächenhärte aufweist (metallische oder mineralische Oberflächen)
- Eine hohe Endhärte des Abdruckes erforderlich ist