

## Cavex Alginat Mixer II inkl. 5 kg Cavex Alginat

Set ColorChange Alginat inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 84237

Hersteller: Cavex

Gewicht: 0.5 kg

**€ 1.065,47**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set** Cavex Alginat Mixer 2, 10 x 500 g ColorChange Alginat schnell abbindend, Magnetbehälter, 4 Mischbecher, Kunststoffspatel, Wasserdosierflasche, Kunststoffrührstab, Gebrauchsanweisung

Perfekt gemischtes Alginat auf Knopfdruck.

Präziseste Abformungen auf Anhieb. Reproduzierbarkeit ist eine der Hauptforderungen in der modernen Zahnmedizin. Das Anmischen von Alginat zu einer homogenen cremigen Paste ist schwerer, als gedacht und erfordert einiges an Erfahrung. Egal, wie geübt man ist – in handgemischtem Alginat wird man immer kleine Klümpchen oder Luftblasen finden. Und das bedeutet zwangsläufig einen Mangel an Qualität. Durch Hektik und Personalwechsel in der täglichen Praxis schleichen sich unweigerlich vermeidbare Fehler ein. Hier steht der Cavex Alginat Mixer II für zuverlässig reproduzierbare Präzision. Das spart Geld und Nerven!

Der Cavex Alginat Mixer II wird mit dem notwendigen Zubehör geliefert, das in dem magnetischen Zubehörrhalter ordentlich aufgeräumt werden kann. Herumliegende Spatel, Mischbehälter und andere Materialien gehören der Vergangenheit an.