



Heraenium® EH

Packung 1 kg



Artikelnr.: 84366
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 1.034 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 80 mm
Länge: 93 mm

€ 250,04

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Legierung

Hoch entwickelte Modellgusslegierung für höchste Ansprüche an Elastizitäts- und Federeigenschaften, sowie an das Ausarbeitsverhalten.

Eigenschaften

- Hervorragendes Rückstellverhalten
- Erhöhte Verwindungssteifigkeit
- Optimales Ausarbeits- und Polierverhalten
- Sehr gute Laserschweißbarkeit