



## ARKANSAS

Packung 12 Stück FG, Figur 171, 6 mm, ISO 025



Artikelnr.: 84867  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.02 kg  
Höhe: 45 mm  
Breite: 37 mm  
Länge: 37 mm

**€ 18,26**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Finierer FG, Figur 171, Kopflänge: 6 mm, ISO 025

Schleifkörper aus hochwertigem, feinkörnigem Aluminium - Oxid mit keramischer Bindung. Speziell geeignet für das schnelle, formgenaue Finieren (Feinstbearbeitung) von: Komposit - Materialien. Finieren von Zahnschmelz, Zahnstümpfen, Kompositen und Keramik. Garantieren ein vibrationsfreies Arbeiten.

Korngrösse = extrafein, Bindung = hart

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl FG - 15.000 U/min., RA - 7.000 U/min.