



LM Sonden (Explorer)

Stück Figur 23, einendig, grau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 85126
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 51 mm
Länge: 200 mm

€ 21,10

Zzgl. MwSt.

Stück Sonde Figur 23, einendig, grau, LM-ErgoMax™ Griff

Für die Diagnose von Zahnstein und Karies, das Sondieren von Taschen, Restaurationen und Furkationen.

Enorme Haltbarkeit

LM Sonden (Explorer) sind außergewöhnlich belastbar. Sie werden aus hochwertigem Metall gefertigt, haben eine sehr präzise Spitze und bieten somit ein ausgezeichnetes taktiles Gefühl.

Griffvarianten:

LM-ErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LM-ErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.

LM-ErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.