



Safetip-Dispenser

Stück



Artikelnr.: 85281
Hersteller: DMG
Gewicht: 0.063 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 109 mm
Länge: 127 mm

€ 73,34

Zzgl. MwSt.

Stück Safetip Dispenser

Dispenser zur direkten Applikation aller handelsüblichen Composite-Tips.

- Sicheres Einsetzen der Safetips
- Direkte Applikation
- Hygienische Anwendung
- Autoklavierbar
- Ergonomische Handhabung