



SYNERGY® Nano Formula

Packung 20 x 5 g Tip A3/D3



Artikelnr.: 85743
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 129 mm
Länge: 221 mm

€ 61,33

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 5 g Tip A3/D3

SYNERGY® Nano Formula ist ein spritzbares, röntgenopakes, hochgefülltes Feinhybrid-Composite.
Es besteht aus vier Modulen

- *SYNERGY® Nano Formula Duo Shade*, für alle Anwendungen, deckt eine breite Palette von Zahnfarben mit weniger Spritzen ab
- *SYNERGY® Nano Formula Compact*, ein stopfbares Composite, ist eine ideale ästhetische Alternative zu Amalgam bei größeren Restaurationen
- *SYNERGY® Nano Formula Super White N* wird zur Restauration von extrem weißen Zähnen verwendet
- *SYNERGY® Nano Formula Transparent* ist ein hochtransparentes Composite zur Schaffung einer natürlichen Tiefenwirkung