



## Vinyl 2000 PF

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, XS



Artikelnr.: 85866  
Hersteller: Meditrade  
Gewicht: 0.498 kg  
Höhe: 65 mm  
Breite: 127 mm  
Länge: 243 mm

**€ 2,08**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Handschuhe puderfrei, weiß, XS

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, puderfrei, proteinfrei. Hoher Tragekomfort, Tastensensibilität und Reißfestigkeit. Latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455. Geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflegebereich allgemein und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Auch für den Einsatz in industriellen Betrieben geeignet. Aufgrund seiner Funktionalität und ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist.

- Latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- Glatte Oberfläche
- Mit Rollrand
- Beidhändig passend
- Als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latex-(Typ I)