




## GC G-CEM

Packung 50 Kapseln A2



Artikelnr.: 86124

Hersteller: GC

Gewicht: 0.24 kg

Höhe: 101 mm

Breite: 108 mm

Länge: 188 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 50 Kapseln A2**

GC G-CEM ist ein dualhärtender, selbsthaftender Universal-Kunststoffzement in Kapseln, der für die adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen wie Vollkeramik, Metall oder Komposit bestens geeignet ist. GC G-CEM ermöglicht beste Handhabung und verfügt über ausgezeichnete selbsthaftende Eigenschaften. Er vereint beste mechanische, adhäsive sowie ästhetische Eigenschaften.