



# GERL.

## neodisher® TS

Kanister 10 Liter



Artikelnr.: 86340

Hersteller: Dr. Weigert

Gewicht: 10 kg

Höhe: 300 mm

Breite: 170 mm

Länge: 230 mm

**€ 76,13**

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter

Klarspüler-Flüssigkonzentrat. Sauer eingestellt, verhindert Kalkablagerungen, universell einsetzbar. Für Geschirr aus Porzellan, Edelstahl und vielen Kunststoffen geeignet.