



## Stahldrahtbürste diamantiert

Stück gelb superfein, HP, Figur 543, ISO 210



Artikelnr.: 86407  
Hersteller: DFS-Diamon  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 56 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 30 mm

**€ 13,26**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Bürste gelb superfein, HP, Figur 543, ISO 210

Diamantiert. 1' - 3.000 U/min.

- für genarbte Modellgussoberflächen