



Silikonpolierer 9573

Packung 5 Stück hellblau fein, HP, Figur 273, 24 mm, ISO 100



Artikelnr.: 86475

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 27 mm

Länge: 40 mm

€ 14,63

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer hellblau fein, HP, Figur 273, Kopflänge: 24 mm, ISO 100

2 Stufen System. Silikonpolierer mit Aluminiumoxid für Prothesen-Kunststoffe. Polierer zeichnen sich durch hohe Standzeiten aus.

- 1. Stufe - dunkelblau - Vorpolitur
- 2. Stufe - hellblau - Politur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.