



silasoft® N

Tube 160 ml



Artikelnr.: 86588
Hersteller: DETAX
Gewicht: 0.26 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 59 mm
Länge: 212 mm

€ 21,72

Zzgl. MwSt.

Tube 160 ml Silikon

Präzisions-Abformmasse, niedrige Konsistenz - leichtfließend, zur Korrektur des Erstabdruckes, bei Doppelabdruck- und Doppelmischtechnik. Exakte Detailwiedergabe, hochelastisch, dimensionsstabil und extrem reißfest. Auch in der praktischen Spender-Kunststoff-Flasche zur Langzeitlagerung, für kontinuierlichen Materialfluss und blasenfreie Dosierung. Farbe: rosa-opak.