



Scaler AC

Stück DB243R, 175 mm, für Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig



Artikelnr.: 86768
Hersteller: Aesculap
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 57 mm
Länge: 208 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Scaler DB243R, 175 mm, für Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig

Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet