



Exa Dental

Packung 12 Stück unmontiert, schwarz fein, Figur 303, 3 mm, ISO 170



Artikelnr.: 87127
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 135 mm
Länge: 135 mm

€ 9,12

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer unmontiert, schwarz fein, Figur 303, 3 mm, ISO 170

Der schwarze Universalpolierer aus Silikon für alle Legierungen, Edelmetalle, Chrom-Kobalt und Titan. Für einen langanhaltenden Glanz. Ideal für die Politur des Überganges Keramik-Metall.

- Grobe Körnung 20.000 U/min.
- Feine Körnung 10.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik